


*MEDIMED tem como indicação, para Parafuso TI associada ao parafuso promover a estabilização da fratura evitando com que o parafuso penetre no osso. No caso de serem utilizadas em cirurgias de Reconstrução do Ligamento as mesmas também servem para fixar a ponta excedente do enxerto.*

**Arruelas  
Lisas / Cônicas / Esféricas**



**Arruelas  
Dentadas / Cônicas / Esféricas**



Arruela Lisa p/ Canulado	Ø3,0	Ø3,5	Ø4,5	Ø7,0
Diâmetro	Ø6,35	Ø8,0	Ø9,53	Ø12,7
Furo	Ø3,2	Ø3,8	Ø4,8	Ø7,0

Arruela Esférica Lisa	Ø4,5(P)	Ø6,5(P)	Ø4,5(G)	Ø6,5(G)
Diâmetro	Ø12,7	Ø12,7	Ø16,0	Ø16,0
Furo	Ø4,8	Ø6,8	Ø4,8	Ø6,8

Arruela Cônica Lisa	Ø4,5(P)	Ø6,5(P)	Ø4,5(G)	Ø6,5(G)
Diâmetro	Ø12,7	Ø12,7	Ø16,0	Ø16,0
Furo	Ø6,6	Ø6,6	Ø6,6	Ø6,6

Arruela Esférica Dentada	Ø4,5(P)	Ø6,5(P)	Ø4,5(G)	Ø6,5(G)
Diâmetro	Ø12,7	Ø12,7	Ø16,0	Ø16,0
Furo	Ø4,8	Ø6,8	Ø4,8	Ø6,8

Arruela Cônica Dentada	Ø4,5(P)	Ø6,5(P)	Ø4,5(G)	Ø6,5(G)
Diâmetro	Ø12,7	Ø12,7	Ø16,0	Ø16,0
Furo	Ø6,6	Ø6,6	Ø6,6	Ø6,6

Arruela Esférica Lisa Pequenos Fragmentos	
Diâmetro	Ø8,0
Furo	Ø3,8

